Установка «МДЛП ТСД» с облачным обменом

Последние изменения: 2024-03-26

Процесс установки «МДЛП ТСД» с облачным обменом аналогичен описанному в статье « Установка «МДЛП ТСД» с локальным обменом», за исключением одного отличия — в окне выбора варианта работы необходимо выбрать пункт «Локальный обмен».

🔂 У	становка "Mobile SMARTS: МДЛП"	\times		
Вы	Выбор варианта работы			
Выберите вариант, по которому вы будете работать с продуктом. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: каждому варианту соответствует своя конкретная лицензия.				
	Вариант обмена			
LE	Локальный обмен			
CL	Облачный обмен			
МДЛП «ТСД», Облачный обмен для «ТС:Медицина: Больничная аптека, редакция 2.1» / Обратный акцепт (маркированных ЛП) / Инвентаризация (маркированных ЛП) / Пересчет (маркированных ЛП и немаркированных ТМЦ) / можно изменять существующие операции / нельзя добавлять свои операции				
<u> </u>	омощь < Назад Далее > Отмена			

После завершения установки базы откроется окно мастера настройки, с помощью которого производится первичная настройка созданной базы. Для этого нажмите кнопку «Начать».

Начало	Ň
Этот мастер поможет вам пошагово выполнить настройку установлени	ной вами программы.
Настройка необходима для корректной работы.	
Внимательно отнеситесь к тому, что вы указываете на каждом экране	
Чтобы приступить к настройке нажмите "Начать" внизу окна.	
Помощь	Начать Прервать

В случае если в качестве учетной системы вы выбрали «1С: Предприятие», далее произойдет настройка подключения к базе 1С. Для этого используйте кнопку «Выбрать» и в появившемся окне ту базу, с которой вы будете работать (и которую указали ранее).

 \times

🧔 Настройка "Mobile SMARTS: МДЛП"	_		\times
Настройка подключения 1С		Ň	•
Необходимо настроить подключение Вашей базы 1С к базе Mobile SMARTS, чтобы обработки данных знали, как и куда загружать и выгружать справочники и документы! Если у Вас версия платформы 1С 8.3.9.2033 и выше, то могут возникнуть трудности с испольк подробнее Конфигурация 1С: 1С: Медицина 2.1, Больничная аптека База данных 1С: База 1С для работы пока не выбрана	и загрузки/ зованием о Выбрать	выгрузки	
Помощь Далее	Πι	рервать	

После того как база 1С выбрана, нажмите кнопку «Далее».

🎯 Настройка "Mobile SMARTS: МДЛП"	_		\times
Настройка подключения 1С		Ň	
Необходимо настроить подключение Вашей базы 1С к базе Mobile SMARTS, чтобы обработки данных знали, как и куда загружать и выгружать справочники и документы! Если у Вас версия платформы 1С 8.3.9.2033 и выше, то могут возникнуть трудности с использе подробнее Конфигурация 1С: 1С: Медицина 2.1, Больничная аптека	загрузки/ ованием с	выгрузки	
Версия 1С: 8.2/8.3 Папка/Адрес базы: Srvr="VM-Server2019- PSG-1C";Ref="med21bolaptdemosnadbox";	менить		
Помощь Назад Далее	П	рервать	

Далее можно установить клиентское приложение на ваше мобильное устройство. Кроме привычных ТСД на ОС Android и Windows, в списке доступных устройств появляется регистратор выбытия «ШТРИХ-М».



В следующем окне можно получить лицензию на мобильное устройство.

Настроика іма	obile SiviARTS: IVIDULI			\sim
Получе	ение лицензии		Ň	
	Приложение лицензируется для каждого конкретного устройства по его уникальному коду! Нелицензированные терминалы работают в демо- режиме! Подробнее о лицензиях и демо ограничениях вы можете прочитать здесь! Открыть менеджер лицензий			
Помощь	Назад Далее	Пр	ервать	

Так как обмен данными между мобильным устройством и базой МДЛП происходит с помощью специального облака обмена Medusa Cloud, далее будет произведена попытка подключения базы к данному облаку. В случае если попытка была успешной, можно приступать к подключению мобильного устройства к данной базе. Как это делается, подробно описано в статье «Подключение мобильного устройства к облаку обмена».

🍥 Настройка "Mobile SMARTS: МДЛП"	$ \Box$ \times
Подключение к облаку МДЛП	×
Подключение сервера с облаком МДЛП успешно установлено. Теперь можно приступить к подключению мобильного устройства.	
Помощь Назад Далее	Прервать

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку