

Агрегация маркированного товара в транспортную упаковку

Агрегация — процесс объединения товара в транспортную упаковку с сохранением информации о каждой вложенной товарной единице.

В данной статье агрегация будет рассмотрена на примере обуви, но для остальных видов товара (табак, одежда, лекарства, молочная продукция, парфюм, шины, фототехника, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы) все процессы аналогичны.

В «Складе 15 Вещевой», «Склад 15 с МОТП», «Складе 15 с МДЛП», «Склад 15 + МОЛОКО», «Склад 15 + ПАРФЮМ», «Склад 15 + ФОТО», «Склад 15 + ШИНЫ», «Склад 15 + ВЕЛОСИПЕДЫ», «Склад 15 + ВОДА», «Склад 15 + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ», «Склад 15 + ПИВО» агрегацию можно осуществить из нескольких операций главного меню:


Из операции «Агрегация»

В данном случае доступны следующие виды операции:

1. Товар в коробки.
2. Коробки в палеты.
3. Разагрегация

Товар в коробки

1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Агрегация» и нажмите на кнопку «Товар в коробки».



2. Отсканируйте ШК пустой коробки или блока, куда вы собираетесь агрегировать товар.

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ или
БЛОК

Пусто

3. Далее отсканируйте штрихкод товара, который будет помещен в коробку.

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ
ШТРИХКОД или DATAMATRIX

Пусто

05557799911133355

Закреть коробку

Можно сканировать как EAN13, так и код маркировки товара.



010468328273223221371120091000191ffd092MDEwNDM4MzI4Mjc2
MjIzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA
4MDQyMDE54zExMTkzNw==

Агрегировать в одну коробку можно только один вид маркированного или обычного товара (только маркированная обувь, только маркированный табак, только маркированный алкоголь, или любой товар на обычных штрихкодах без марок и др). Собранные короба разного товара можно положить в одну палету.

4. После того как нужное количество товара помещено в коробку, закройте ее с помощью одноименной кнопки.

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ ШТРИХКОД

GTIN: 04444282732444 2
ЛК-1110022, МААЛОКС 250МЛ,
Суспензия

GTIN: 04683282736438 1
ОБ-26483, Кроссовки Клеверенс

05557799911133355

Закреть коробку

5. Коробку можно заполнить лишь частично, закрыть, а потом снова вернуться к агрегации товара в нее.

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ или
БЛОК

Закрота 05557799911133355
Содержит 3

← Агрегация

05557799911133355

GTIN: 04444282732444 2
ЛК-1110022, МААЛОКС 250МЛ,
Суспензия


GTIN: 04683282736438 1
ОБ-26483, Кроссовки Клеверенс

Коробка закрыта

Открыть


Для того чтобы открыть коробку, можно отсканировать ее ШК или выбрать коробку на экране мобильного устройства. После нажатия на кнопку «Открыть» на экране снова появится список товаров в данной коробке и можно продолжать набор товара в нее.

Незакрытая коробка будет отображаться в списке с пометкой «Набирается».



Коробки в палеты

1. В главном меню «Склада 15 ШМОТКИ» выберите операцию «Агрегация» и нажмите на кнопку «Коробки в палеты».



2. Отсканируйте ШК палеты, а затем — ШК помещаемой на данную палету коробки.

СКАНИРУЙТЕ ПАЛЕТУ

Пусто

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ

Пусто

Новая палета

100099988877766655 0 кор.

Закреть палету

3. После того как необходимые коробки размещены на палете, нажмите кнопку «Закреть палету».

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ

(00)011133355577799911(21)000box1

(00)055577799911133355(21)000box3

100099988877766655 2 кор.

Закреть палету

4. Палета будет отмечена как закрытая, но если она не заполнена целиком, ее можно снова открыть и продолжать набор коробок на нее.

100099988877766655 2 кор.

(00)011133355577799911(21)000box1

(00)055577799911133355(21)000box3

Палета закрыта

Открыть

5. Кроме того, можно воспользоваться кнопкой «Новая палета». После этого на экране сразу появится окно сканирования коробки, а сканировать ШК палеты не потребуется.

СКАНИРУЙТЕ ПАЛЕТУ

Пусто

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ

(00)033355577799911133(21)000box2

Новая палета

Рабочая палета 1 кор.

Закреть палету

Из операции «Приход на склад»

Для того чтобы осуществить агрегацию товара из операции «Приход на склад», необходимо в настройках режимов данной операции указать следующие параметры (для документов, созданных на ТСД):

← Настройки режимов

Использовать ячейки
без ячеек

Использовать упаковки
коробки и палеты

Место поиска ТУ:
план

Сканирование **открывает** палету

Сканирование **открывает** коробку

Назад

У документа-задания в шапку документа выгружается параметр **РежимУпаковок**.

После этого операция происходит по алгоритму, описанному в [статье](#), за исключением того что сначала сканируется транспортная упаковка (палета или коробка), а затем — набираемый в эту упаковку товар.

← Приход на склад
Приход на склад 10.08.21...

Сканируйте **упаковку**

Всего строк: 0

Номенклатура	Факт
Пусто	

← Приход на склад
Приход на склад 10.08.21...

(П) - ...00pal1
(К) - ...00box2

Сканируйте **товар**

Всего строк: 1

Номенклатура	Факт
04444282732239 - ЛК-1110011 ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы, (шт)	1

После того как был отсканирован товар, в фактических строках для товара будут указаны выбранные коробка и палета в полях **ИдКоробки** и **SSCC**.

Из операции «Подбор заказа»

Алгоритм действий при отгрузке товара с агрегацией в процессе операции описан в [статье «Отгрузка обуви с агрегацией в короб по факту в «Складе 15 с Кировкой»](#)

Была ли статья полезна?

Нет

Да